

# hearTemp 检测仪

## 1、产品目录

HT120B 婴儿体温计

HT120D 糖尿病检测足脉贴

HT120H 中暑 AI 预警仪

HT120W 排卵预测耳温计

## 2、功能特性

设备特性	HT120H 中暑 AI 预警仪	HT120W 预测排卵耳温计	HT120D 糖尿病检测足脉贴	HT120B 婴儿迷你体温计
测量部位	耳道	耳道	足心	腋窝/大腿内侧
穿戴方式	耳塞	耳塞	粘贴	粘贴
产品尺寸	D3.5xL25	D3.5xL25	D17xH4	D17xH4
续航时间	32 小时	32 小时	32 小时	32 小时
传输距离	10 米	10 米	10 米	10 米
测量速率	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒
记录间隔	5 分钟	5 分钟	5 分钟	5 分钟
测温范围	25- 45°C	25- 45°C	25- 45°C	25 - 45°C
测量精度	±0.2°C	±0.2°C	±0.5°C	±0.2°C
特点描述	耳道植入式穿戴 测量人体核温度 显示耐热时间 异常闪灯 报警 配套手机 APP	耳道穿戴方式 测量基础体温 存储测量数据 形成体温曲线 APP 分析软件	粘贴足内裸测温 测量夜间足温差 测量数据存储记录 分析病情 DM 指数 配套 APP 使用	最小最轻体温计 外形似壹角硬币 粘贴在身体表面 数据蓝牙传输 手机 APP 监视
产品图片				